

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH	QUY TRÌNH KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN	Mã hiệu: QT-KSNK-01
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 16/11/2021

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

- 1. MỤC ĐÍCH**
- 2. PHẠM VI ÁP DỤNG**
- 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**
- 4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT**
- 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH**
- 6. BIỂU MẪU**
- 7. HỒ SƠ CẦN LƯU**

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Nguyễn Tiến Vũ	Trần Nguyên Phú
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên tổ KSNK	Phó giám đốc	Giám đốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH	QUY TRÌNH KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN	Mã hiệu: QT-KSNK-01
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 16/11/2021

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình thống nhất quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, đồ vải tại Bệnh viện nhằm cung cấp đầy đủ, đảm bảo dụng cụ y tế cho các hoạt động chuyên môn theo nhu cầu của các khoa, phòng trong bệnh viện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Các khoa, phòng trong bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt các hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Bộ y tế về “Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa

Quản lý dụng cụ y tế: Thực hiện nhiệm vụ quản lý về các nội dung như tư vấn chủng loại, dự trữ, lưu giữ, cấp phát, thay thế, khử khuẩn, tiệt khuẩn, kiểm tra, đánh giá chất lượng dụng cụ y tế .

Quản lý tập trung dụng cụ y tế: Đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và triển khai mọi nội dung trong công tác quản lý dụng cụ y tế.

Tiệt khuẩn: Tiêu diệt mọi dạng sống của VSV, kể cả nha bào.

Khử khuẩn mức độ cao: Tiêu diệt mọi VSV (trừ nha bào).

Khử khuẩn mức độ thấp: Tiêu diệt hầu hết VK, một số vi rút và nấm, không diệt được vi khuẩn sức đề kháng cao như lao, nha bào.

Khử nhiễm: Loại bỏ bớt VSV ra khỏi dụng cụ, làm dụng cụ đó trở nên an toàn khi xử lý.

Làm sạch: Loại bỏ các chất ngoại lai ra khỏi dụng cụ, được thực hiện trước mọi quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn để đảm bảo hiệu quả quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn.

2. Viết tắt

KKSB:	Khử khuẩn sơ bộ
KK:	Khử khuẩn
TK:	Tiệt khuẩn
KK-TK	Khử khuẩn – Tiệt khuẩn
KSNK:	Kiểm soát nhiễm khuẩn.
NVYT:	Nhân viên y tế

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH	QUY TRÌNH KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN	Mã hiệu: QT-KSNK-01
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 16/11/2021

PHCN: Phòng hộ cá nhân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT	Nội dung thực hiện	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/KQ
B1	KKSB, làm sạch dụng cụ KKSB dụng cụ ngay sau khi sử dụng tại các khoa, phòng. Sử dụng hóa chất KKSB theo quy trình quản lý bông băng gạc, hóa chất.	NVYT sử dụng dụng cụ tại các khoa, phòng		QT-KSNK-01/ BM01 QT-KSNK-01/B M02
B2	Giao nhận dụng cụ sau KKSB và làm sạch NVYT tại các khoa phòng bàn giao dụng cụ sau KKSB và làm sạch cho cán bộ TK của tổ KSNK theo hướng dẫn giao nhận dụng cụ.	NVYT sử dụng dụng cụ tại các khoa, phòng		QT-KSNK-01/ BM03
B3	Kiểm tra dụng cụ Phát hiện và thông báo cho các khoa, phòng sử dụng dụng cụ những dụng cụ không đúng chủng loại, mẫu mã, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn cần phải thay thế.	Tổ KSNK		
B4	Đóng gói dụng cụ Sử dụng hộp hấp, toan vải để đóng gói trước khi TK	Tổ KSNK		QT-KSNK-01/ BM04
B5	Khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ	Tổ KSNK		QT-KSNK-01/ BM05
B6	Giám sát chất lượng TK - Tại Tổ KSNK: Nhận dạng sản phẩm, giám sát cơ học, chỉ thị hóa học và kiểm tra bao gói dụng cụ - Tại các khoa/phòng sử dụng dụng cụ: đánh giá chất lượng dụng cụ.	Tổ KSNK, NVYT sử dụng dụng cụ tại các khoa phòng		QT-KSNK-01/ BM06
B7	Lưu giữ dụng cụ Dụng cụ sau khi TK được lưu giữ tại khu vực lưu giữ dụng cụ sạch thuộc tổ KSNK	Tổ KSNK		QT-KSNK-01/ BM04
B8	Giao nhận dụng cụ đã TK Dụng cụ sau khi TK được bàn giao và ký nhận đầy đủ tại Tổ KSNK.	Tổ KSNK, NVYT sử dụng dụng cụ tại các khoa phòng		QT-KSNK-01/ BM03

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH	◀ QUY TRÌNH KHỬ KHUẨN – TIỆT KHUẨN	Mã hiệu: QT-KSNK-01
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 16/11/2021

6. BIỂU MẪU

TT	Mã biểu	Tên biểu mẫu
1	QT-KSNK-01/BM01	Quy định khử khuẩn sơ bộ dụng cụ y tế
2	QT-KSNK-01/BM02	Quy định làm sạch dụng cụ
3	QT-KSNK-01/BM03	Quy định giao nhận dụng cụ, đồ vải
4	QT-KSNK-01/BM04	Quy định về chất lượng bao gói, bảo quản và hạn sử dụng của các dụng cụ tiệt khuẩn.
5	QT-KSNK-01/BM05	Quy định tiệt khuẩn các dụng cụ chịu nhiệt.
6	QT-KSNK-01/BM06	Quy định theo dõi và giám sát quá trình tiệt khuẩn.
7	QT-KSNK-01/BM07	Phiếu giao nhận dụng cụ
8	QT-KSNK-01/BM08	Sổ giao nhận dụng cụ khử khuẩn-tiệt khuẩn
9	QT-KSNK-01/BM09	Sổ theo dõi khử khuẩn-tiệt khuẩn

7. HỒ SƠ

TT	Hồ sơ lưu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Sổ, phiếu giao nhận dụng cụ	Tổ KSNK, khoa phòng có sử dụng dụng cụ	Theo lần cập nhật
2	Sổ theo dõi quá trình KK-TK	Tổ KSNK	Theo lần cập nhật